

## Careva Gurtsystem-Komponenten



### Basisgurt

Der Basisgurt bildet die Grundlage für die übrigen Systemkomponenten. Die Basisgurte sind in mehreren Ausführungen erhältlich, mit drei oder fünf Schlaufen und mit einem oder zwei Schlössern. Für kleine Kinder (bis ungefähr 6-7 Jahre) gibt es zudem Basisgurte, die 10 cm breit sind und dadurch der schmalen Schulterbreite angepasst sind.



### Schultergurt

Der Schultergurt wird zur Fixierung des Oberkörpers genutzt und verhindert, dass die Person in irgendeine Richtung fällt. Der Schultergurt wird an der Seite mit einem G-Schloss (Basisgurtschloss) verriegelt. Bei Bedarf kann ein quer verlaufendes Brustschloss angebracht werden, das ein Verrutschen des Schulterbands verhindert.



### T-Gurt

Der T-Gurt hält das Becken an der Rückenlehne des Autositzes fest, wodurch ein Vorwärt-rutschen verhindert wird. Mit dem Gurt lassen sich auch sehr aktive Personen fixieren. Das Produkt ist in zwei Ausführungen und in drei Größen erhältlich: Variante 1 hat ein integriertes G-Schloss, das gedreht werden und in der Position geschlossen werden kann, die für den Benutzer am besten geeignet ist. Variante 2 wird vorne geschlossen, hat aber ein zusätzliches G-Schloss an der Seite. Diese Variante ist geeignet, wenn der Benutzer dazu neigt, nach vorn/unten zu rutschen. **Achtung!** Der T-Gurt kann mit einem langen Gurtschloss ausgerüstet werden, das auf der Rückseite des Autositzes geschlossen wird, um zu verhindern, dass der Passagier den Gurt während der Fahrt selbst öffnet.



### Brustgurt

Der Brustgurt wird zur Fixierung des Oberkörpers genutzt und verhindert, dass die Person nach vorn oder zur Seite fällt. Er wird in einem Tunnel des Basisgurts befestigt, damit er nicht vertikal verrutschen kann.



### Kit

Das Kit ist bereits vormontiert und leicht zu installieren. Drei Größen S, M und L.

Hilfsmittel-Nr. 18.99.99.0906



Artikelnummern	Länge auf den gepolsterten Teil	Schrittband T-Gurt/ Kombisystem	Schultergurt, Länge
T-Gurt (S)	20 cm	50 cm	
T-Gurt (M)	30 cm	65 cm	
T-Gurt (L)	40 cm	80 cm	
Schultergurt (S)	18 cm		60 cm
Schultergurt (M)	25 cm		75 cm
Schultergurt (L)	35 cm		75 cm

## Careva System

- Ein ergänzendes Gurt- und Rückhaltesystem zur Benutzung in Fahrzeugen, das Komfort und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für behinderte Kinder und Erwachsene bietet.



# Mobilität und Sicherheit●●●

## Careva-Gurtsystem

Für eine gute Sitzhaltung im Fahrzeugsitz, Rollstuhl oder Kinderautositz ist es oftmals notwendig, Personen mit nur eingeschränkten Kräften zusätzlich zu stützen oder zu fixieren.

Das Gurtsystem Careva besteht aus einem Basisgurt, der an der Rückenlehne des Autositzes oder der Rollstuhllehne befestigt wird, und aus verschiedenen Stabilisierungsgurten, die so mit dem Basisgurt kombiniert werden können, dass eine sichere Haltung ermöglicht wird.

Die mit dem Gurtsystem Careva positionierte Person erhält so eine aufrechte Sitzposition, wie sie für ein gesundes und sicheres Fahren notwendig ist.

Durch diese Fixierung können Verletzungen bei abrupten Bremsmanövern oder bei Kurvenfahrten vermieden werden.

Damit besonders aktive Personen den Gurt nicht ohne Weiteres lösen können, lässt sich der Basisgurt nur von hinten öffnen.

Die Systemgurte können zudem mit Fixlock-Plastikschlössern ausgestattet werden, die sich schwerer lösen lassen als ein gängiges Auto-gurtschloss.

**Achtung:**  
**Der fahrzeugeigene Sicherheitsgurt muss immer mitverwendet werden!**



### Das Wichtigste auf einen Blick:

- kann an Sitze montiert werden, bei denen Sitz- und Rückenfläche getrennt sind
- sowohl für Vorder- als auch für Rücksitze geeignet
- auch bei Sitzerrhöhung und Kinderautositzen verwendbar

# Das Careva-System●●●

Sowohl Kinder als auch Erwachsene mit Funktionseinschränkungen benötigen oft eine zusätzliche Unterstützung oder Fixierung, damit in Pkw's und anderen Fahrzeugen eine stabile Sitzhaltung gewährleistet ist.

Das Careva-System besteht aus Stabilisierungsgurten, die auf unterschiedliche Weisen kombiniert werden können.

Dadurch stellen sie eine ausgezeichnete Ergänzung zum normalen Sicherheitsgurt dar.

**Achtung: Der Careva-Gurt muss immer zusammen mit dem fahrzeugeigenen Sicherheitsgurt verwendet werden!**



Der Careva-Gurt kann entsprechend dem individuellen Bedarf zusammengestellt werden und passt in alle Fahrzeuge, deren Sitze zwischen Sitzfläche und Rückenlehne eine Öffnung aufweisen.

Er lässt sich sehr gut in Autokindersitzen sowie in Kombination mit Sitzerrhöhungen nutzen.

Der Gurt sorgt für eine aufrechte Sitzhaltung, die Voraussetzung für eine optimale Funktion des normalen Dreipunktgurtes ist. Dadurch hat der Fahrer die Gewissheit, dass der Passagier sicher angeschnallt ist.

Für Taxi und Fahrdienste existieren Kombinationen, die einfach und schnell in unterschiedlichen Fahrzeugen angebracht und wieder entfernt werden können.

### Wichtige Information:

- Eine ABE ist hier nicht nötig, da es sich beim Careva-System um eine Sitzhilfe handelt, die auch außerhalb des Kfz verwendet werden kann.
- Das Gurtsystem ist vom Staatlichen Schwedischen Straßen- und Verkehrsforschungsinstitut VTI getestet. Die Tests zeigen, dass eine Person bei einer Vollbremsung von 90 km/h fest auf dem Sitz gehalten wird. Sie wurden mit Crashtest-Dummies in den drei Gewichtsklassen 22, 34 und 75 kg ausgeführt.