



Stealth Produktkatalog




Befestigungsoptionen für Ultra QCR- und Necky-Modelle



HMO475
Aufnahmestange
15 mm Vierkant



TWB480
Multifunktions-
aufnahmestange



TWB485
Multifunktions-
aufnahmestange
15 mm Vierkant




Necky

Die Kopf- und Nackenstütze **Necky** bietet eine anatomisch angepasste Form mit seitlicher Führung der Halswirbelsäule (subokzipitale Lateral-
führung) und mit ausgeprägter komfortabler Hinterhauptbettung.

Durch ihre anatomische Form ist sie besonders für Patienten mit geringer Kopfkontrolle geeignet.

Necky kann durch individuelle Anpassung der Lateralführung als Standard-Kopfstütze verwendet werden. Das verwendete Material ist biegsam und kann auf die Anatomie des Benutzers eingestellt werden.

Das strapazierfähige Pad besteht aus einem Metallkern mit geschichteten Schaumstoffen, die mit einem weichen, aber robusten Stretchmaterial überzogen sind.



Als Ergänzung kann eine einseitig- oder zweiseitige abschwenkbare Seitenpelotte „Swing-away“ angebracht werden.



Necky gibt es in 5 Größen.

Zur optimalen und individuellen Anpassung stehen 4 unterschiedliche Aufnahmestangen mit Montageadapter zur Verfügung.

| NECKY150 | NECKY250 | NECKY350 | NECKY450 | NECKY550 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| XS | S | M | L | XL |
| 18 x 13 cm | 19 x 15,5 cm | 23 x 11 cm | 24 x 13,4 cm | 30 x 15,5 cm |